

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КРЕСЛО ДЛЯ ДИАЛИЗА NHS 900 / 4 MOTORS

(КОЛОНКА LINAK)



NHS 900

О компании

А) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

: Мебель Gökler Медицинские услуги Пищевые материалы
Строительство Транспорт Производство Сборка
Marketing Import Export Industry Inc.

Б) ТОРГОВАЯ МАРКА

: NITROCARE

В) АДРЕС

: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. Нет: 7-8 Центр / СИВАС

Д) НОМЕР

: 0 346 218 19 10-13

ТЕЛЕФОНА Е) ФАКС F)

: 0 346 218 19 14

Электронная ПОЧТА

: info@nitrocare.com.tr

Г) ТИП Н) СРОК

: Больничная мебель и оборудование медицинского

СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

назначения : 10 ЛЕТ

Диализное кресло спроектировано с учетом требований безопасности и мобильности.

Это обеспечивает комфорт пациентов из группы высокого риска на максимальном уровне, который разработан с учетом физических недостатков и комфорта пациента.

Данное руководство пользователя следует прочитать перед использованием, чтобы избежать повреждения изделия потребителем и получить максимальную производительность от изделия.

СОДЕРЖАНИЕ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ	
И ОПАСНОСТИ 1.1 Уведомления	1
1.1.1 Типы оповещений	1
1.1.2 Структура оповещения	1
1.1.3 Инструкции по технике	1
безопасности 1.1.4 Использование	1
кресла для диализа	2
1.1.5 Условия использования	2
2. СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ	2
3. ОБЗОР КРЕСЛА ДЛЯ ДИАЛИЗА	3
4. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И	4
ФУНКЦИИ 4.1. Фиксатор	4
регулировки подлокотника 4.2.	4
Подставка для ног 4.3.	4
Подлокотник для ног 4.4.	5
Накладка на спинку 4.5.	5
Регулировка высоты 4.6.	5
Подлокотники 4.7. Ручное	5
управление 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ	6
ХАРАКТЕРИСТИКИ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ	7
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	7
6.1. Очистка / дезинфекция	7
6.2. Безопасная очистка 6.3.	7
Запасные части 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ	8
СРЕДЫ 8. ГАРАНТИЯ	8
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	9

1. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПАСНОСТИ

1.1 Предупреждения


1.1.1 Типы оповещений Предупреждение

указывает на возможный ущерб имуществу.

Предупреждение о телесных повреждениях. Предупреждение

о потенциально опасных травмах со

смертельным исходом. 1.1.2 Структура оповещения


	<p>Тип и источник опасности</p> <p>Меры по предотвращению опасности</p>
---	---

1.1.3 Инструкции по технике безопасности

Внимательно следуйте инструкциям, при необходимости храните копию инструкции рядом с креслом для диализа. Убедитесь, что сиденьем управляет квалифицированный специалист. Необходимо немедленно заменять только оригинальные запасные части, поврежденные детали должны заменяться квалифицированным персоналом. Если вы заметили, что кресло не выполняет своих функций, не используйте его и сообщите в техническую службу. Проинформируйте пациентов и других пользователей о функциях использования. Не следует превышать допустимый вес. Во время использования не следует касаться подвижных частей сиденья. Следует использовать только запасные части, приобретенные в авторизованном сервисном центре. При использовании запасных частей от других поставщиков компания-производитель seat не несет никакой ответственности за любой ущерб или травму. Стул следует протереть влажной тканью с чистящим и дезинфицирующим раствором комнатной температуры.

1.1.4 Использование диализного кресла

Сиденье предназначено для безопасного использования пациентом.

	<p>Процесс использования препарата пациентами должен выполняться опытным и обученным персоналом.</p> <p>Безопасная рабочая нагрузка на сиденье не должна превышать 185 кг.</p>
---	--

1.1.5 Правила использования

Условия использования сиденья должны соблюдаться и использоваться в условиях окружающей среды, указанных ниже.

• Диапазон температур должен составлять от -10 ° C
до 40 ° C • Относительная влажность от 30% до 75%.

1. СТАНДАРТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

Кресло для диализа соответствует
следующим стандартам и предписаниям. • 93/42 / ЕЕС

Применяется следующая система менеджмента качества.

TSE EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
TS EN ISO 18001
TS EN ISO 13485
TS EN ISO 17025

2. ОБЗОР КРЕСЛА ДЛЯ ДИАЛИЗА



1 Колеса

2 Крышка из АБС-пластика

3 Боковая направляющая

Открыта - Закрыта 4 Ручной Блок

Управления 5 IV Полюс

6 Нажимная Ручка

7 Головка Пиллоу

8 Подлокотник

9 Подставка для Ног

3. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

4.1. Ручка регулировки подлокотника



Подлокотник сиденья постепенно устанавливается в угловое положение.

4.2. Подставка для ног



Подставка для ног спроектирована с учетом комфорта пользователя.



Не следует приближаться к движущимся частям
и не допускать контакта во время движения ног.

4.3. Опора для ног.



Перемещение подставки для ног осуществляется с помощью двигателя и управляется с помощью
пульт дистанционного управления.



Следует следить за тем, чтобы тормоза находились в
закрытом положении во время загрузки пациента .

4.4. Спинка сиденья



- Его можно наклонить назад, совершив угловое перемещение в диапазоне от 0° до 66°.
- Его угловые перемещения осуществляются с помощью управления благодаря двигателю.

4.5. Высокая регулировка



- Регулировка высоты производится перемещением двигателя с помощью ручного управления control. • МИН.: 1280, Макс.: 1780 (МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ: 570, МАКСИМАЛЬНОЕ: 1070)

4.6. Kolçaklar



Это подлокотники из полиуретанового материала, которые открываются и закрываются постепенно благодаря защелке сбоку, разработанные для удобства и комфорта пациента благодаря подлокотнику.

4.7. Блок ручного управления




Благодаря ручному управлению направляются движения по высоте, ногам, спине и тренделенбургу .

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип (Ручной двигатель)	Кресло Для диализа с 4 двигателями
Регулировка дорожного просвета	Минимальный: 1280, Максимальный: 1780 (Минимальная зона для сидения:
Длина спинки	590 Максимальный: 990) Длина: 750
Длина сиденья	Ширина: 540 Длина: 440 Ширина:
Длина стопы	600 Длина: 610 Ширина: 570
Регулировка угла наклона спинки	Ножная секция с помощью двигателя.
Тренделенбург-обратная установка угла наклона	0-70 ° С помощью двигателя 0- 13 °
стопы по Тренделенбургу	С помощью двигателя. 0- 40 °

Толщина металлической краски на всех поверхностях составляет не менее 40 м.

При определении толщины краски на угловых соединениях, местах изгиба и внутренних поверхностях значение 40 м может не требоваться при условии, что это покрытие.



5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1. Очистка / дезинфекция

Сиденье обычно изготавливается из нержавеющей стали. Некоторые металлические поверхности покрыты электростатической порошковой краской. Следовательно, сиденье легко чистится. Его можно чистить влажной тряпкой для пыли или губкой.

6.2. Безопасная чистка

- Не используйте абразивные порошки, стальную вату, или другие материалы и чистящие средства, которые могут привести к повреждению.
- Не используйте растворители и моющие средства (бензол, толуол, ацетон и т.д.), которые могут повлиять на структуру и консистенцию пластика.
- Протирайте носилки хорошо отжатой влажной тканью.
- Не используйте чистящие средства под давлением.



6.3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Заблокируйте функции механизмов сиденья. Это может привести к серьезным травмам. Не протирайте электрические детали влажной тканью.

Неисправности и запросы на запасные части, вызванные неправильным использованием, не подпадают под действие гарантии.

Техническое обслуживание должно выполняться обученным персоналом больницы, в случае возникновения какой-либо проблемы

следует проинформировать подразделение технической службы нашей

компании. Запросы на запасные части и получение информации

NITROCARE teknik servis

Teknik servis@nitrocare.com.tr

0542 845 23 05

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания NITROCARE стремится предпринять значительные шаги в области защиты окружающей среды, заботясь о будущих поколениях.

Материалы, из которых изготовлен этот продукт, совместимы с окружающей средой. Он не содержит опасных веществ.

Покупатель ознакомлен с используемыми символами и обозначениями

Упаковка продукта производится из переработанных коробок.



7. ГАРАНТИЯ

Компания NITROCARE несет ответственность только за регулярное техническое обслуживание и надежность изделия. Если во время технического обслуживания возникнет серьезная неисправимая проблема, Не продолжайте использовать сиденье!

На данный продукт распространяется 24-месячная гарантия с даты покупки. Ошибки, вызванные ошибками в производстве и сборке, устраняются бесплатно. Неисправности, вызванные неправильным использованием, не покрываются гарантией.

8. СВЯЗАТЬСЯ

FABRIKA / SIVAS

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım 5.Cadde No:48 - 50

SIVAS-TÜRKİYE Telefon: +90 0 346 218 12 91 - 92 - 93

Faks: +90 0 346 218 12 95

Электронная почта: info@ofisline.com.tr

FABRIKA / SIVAS

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:7/8

SIVAS-TÜRKİYE Telefon: +90 346 218 19 10 - 11 - 12 -

13 Faks: +90 346 218 19 14

Электронная почта: info@nitrocare.com.tr



OFISLINE	NITROCARE 	dekoline	ZARONI	ve0fis.com	 biroffsimolsun	
----------	---	----------	--------	------------	---	---